

Cosa si può usare?

Alcol etilico al 70%

Come preparare la soluzione disinfettante?

Per ottenere mezzo litro di soluzione disinfettante:

- Prendere 0.4 Litri di alcol denaturato (rosa) al 90%, pari a circa 2 bicchieri di plastica colmi, e versarli in una bottiglietta vuota da mezzo litro;
- Aggiungere semplice acqua del rubinetto fino a riempire la bottiglietta.

Come usarla?

Su panni morbidi che andranno strizzati bene prima di procedere all'applicazione. Si eviti di versare il prodotto direttamente sulle superfici. La soluzione mantiene la sua efficacia per 5 giorni purché conservata in un contenitore ben chiuso.

Cosa NON si può usare

- Acqua ossigenata (perossido di idrogeno)
- Ipoclorito di sodio e
- prodotti a base di cloro (come la normale candeggina o derivati)
- Prodotti a base di sali di argento
- ammoniaca
- clorexidina
- Prodotti a base di fenoli o formaldeidi